

Orientações para Preparação da Versão Final do Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Biomédica

Prezado aluno,

A Comissão do TCC em Engenharia Biomédica parabeniza-o pela sua aprovação na defesa pública do seu Trabalho de Conclusão do Curso. Mas a sua nota final ainda está condicionada à apresentação da monografia em versão definitiva que será entregue à Biblioteca do ICT. Siga os seguintes passos para completar a UC TCCII:

- 1) Efetue **todas as correções** sugeridas pela Banca Examinadora.
- 2) Observe o **formato geral do trabalho**, como descrito nas Diretrizes para Redação do TCC em Engenharia Biomédica.
- 3) Adicione a **Folha de Aprovação**, devidamente preenchida, à sua monografia, **logo após a Página de Rosto do seu Trabalho**. Essa Folha de Aprovação encontra-se com o seu orientador.
- 4) **Encaderne** a versão final da sua monografia seguindo as orientações descritas nas próximas páginas.
- 5) Entregue essa versão final encadernada, junto com a lista de alterações sugeridas pela banca (essa lista encontra-se com o seu orientador), à Comissão do TCC, **observando o prazo previsto pelo Calendário do TCC**.

Bom trabalho!

Comissão de TCC em Engenharia Biomédica (2015-2016)

Prof. Dr. Adenauer G. Casali

Prof. Dr. Henrique Alves de Amorim

Profa. Dra. Maria Elizete Kunkel

Orientações para Encadernação da Versão Final do Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Biomédica

- 1) Encadernação: capa dura, cor azul royal nº17 ou 18.
- 2) Letras: gravação em letras prateadas, fonte Arial.
- 3) Lombada (ver modelo na próxima página):

Na área superior, espaço de 7,0 cm, imprimir longitudinalmente, do alto para o pé da lombada, o nome do autor, logo abaixo imprimir transversalmente dois frisos.

Na área intermediária imprimir longitudinalmente em um espaço de 19 cm, do alto para o pé da lombada, o título do trabalho. Imprimir dois frisos a aproximadamente 3,5 cm do pé da lombada.

Na área inferior imprimir transversalmente a sigla UNIFESP, logo abaixo a sigla TCC e na sequência o ano da defesa do TCC.


O nome do autor e o título devem ser impressos longitudinalmente do alto para o pé da lombada, para que possam ser lidos quando o trabalho estiver na posição horizontal (maiores detalhes estão disponíveis na NBR 14724, de 30/01/06 da ABNT).

- 4) Capa: Margem superior e inferior 3,0 cm. Utilizar fonte Arial 14, seguir modelo abaixo.

Locais já utilizados pelos alunos da Engenharia Biomédica para encadernação do TCC:

- “Booken Gráfica”, Rua Moisés Tristão dos Santos, 281, loja 13 (térreo).
Jardim Satélite. (12) 39317768

MODELO PARA CAPA DURA



*aproximadamente