



Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>

SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA EVENTUAL HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTO

Engo. Josimar Silva <jsilva@huhsp.org.br>

28 de julho de 2020 13:56

Para: Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>, Amaro Oliveira <oliveira.amaro@huhsp.org.br>, Paulo Cammarata <paulo.cammarata@huhsp.org.br>

Prezado Engº Victor

Conforme solicitado pela gestora Sra. Sheyla Araújo, faz-se necessário avaliação de **Monitor Multiparamétrico de fabricação ALFAMED Modelo VITA i120**, para parecer pré homologação desta Engenharia.

O Mesmo está ilustrado na apresentação em anexo para compartilhamento com a Coordenação de Suporte e Qualificação para testes de performance. Segue também manual detalhado do produto Anvisa como instrumento de análise.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL EDITAL Nº 02/2020

Processo nº 23089. 106556/2020-33

Solicitante: Sheyla Araújo

ITEM - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR OU PRÉ CONFIGURADO

Especificação Técnica Mínima:

- Display tipo cristal líquido colorido;
- Tamanho mínimo da tela 12 polegadas ou superior;
- Tela Touch Screen
- **Parâmetros ECG, SPO2, PNI, 2 canais de Pressão Invasiva (PI), 2 canais de temperatura (T), Débito Cardíaco (DC) Pressão Invasiva (PI), Capnografia (ETCO2)**
- Possibilidade de inserção de hardware / software para integração com plataforma HL7
- Bateria interna com autonomia mínima de 2 horas
- Alimentação: 110/220 volts - 60 Hz comutação automática;
- Garantia 24 Meses.

Acessórios de fornecimento Obrigatório:

- Dispositivo para descanso dos cabos
- 01 Cabo de ECG de 5 vias;
- 01 Sensor de Oximetria reutilizável tipo bolsa totalmente em silicone para uso em Adultos
- 01 Manguitos de PNI reutilizável para uso Adulto/ Pediátrico
- 01 Sensor de Temperatura cutânea reutilizável para uso em Adultos
- 01 Sensor de Temperatura esofágica reutilizável para uso em Adultos
- 01 Cabo extensor para medida de débito cardíaco e 01 kit padrão Edwards totalmente compatível
- 01 Cabo para medida de pressão invasiva padrão Edwards e 01 conjunto de acessórios para medição totalmente compatível
- 01 Conjunto de linha e acessórios medida de concentração de CO2 (capnografia) Sidestream, totalmente compatível.
- A empresa deverá fornecer e realizar a fixação de 01 suporte em parede no leito indicado, incluindo todos os dispositivos necessários: parafuso, buchas, porcas etc; essa atividade terá a supervisão da Engenharia Clínica.

Atenciosamente

Eng.º Josimar Silva | Coordenação de Incorporação

Gerência de Engenharia Clínica

Tel.: (11) 5576-4412 - VoIP: 17182



HOSPITAL SÃO PAULO

Cel.: (11) 95897-1229

E-mail: jsilva@huhsp.org.br

Visite nosso site:



2 anexos



Apresentação ALFA MED_Monitores_Pré-configurados e Modulares_Oxímetros_ECG_US_2020_compressed.pdf

2799K



MANUAL ALFAMED.pdf

2300K



Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>

SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA EVENTUAL HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTO

Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>

28 de julho de 2020 14:10

Para: Alexandre Cavalheiro <alexandre.cavalheiro@huhsp.org.br>

Cc: "Eng. Orlando" <orlando.junior@huhsp.org.br>, "oliveira. HSP amaro" <oliveira.amaro@huhsp.org.br>, jsilva HSP <jsilva@huhsp.org.br>, Paulo Cammarata <paulo.cammarata@huhsp.org.br>

Boa tarde Alexandre! Espero que esteja bem.

Face ao processo de aquisição de monitores multiparamétricos referenciado no corpo deste email, preciso que seja informado sobre o tempo mínimo necessário para a efetivação das análises metrológicas previstas no protocolo homologação de novos fornecedores.

Cordialmente,

**Engº Victor Piovezan | Gerente Operacional****Gerência de Engenharia Clínica**

Tel.: (11) 5576-4412

Voip: (11) 5576-4848 Ramal: 1528

E-mail: piovezan@huhsp.org.br

Visite nosso site:



----- Forwarded message -----

[Texto das mensagens anteriores oculto]


[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **Apresentação ALFA MED_Monitores_Pré-configurados e Modulares_Oxímetros_ECG_US_2020_compressed.pdf**
2799K

 **MANUAL ALFAMED.pdf**
2300K



Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>

SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA EVENTUAL HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTO

Amaro Oliveira <oliveira.amaro@huhsp.org.br>

28 de julho de 2020 14:40

Para: Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>

Cc: Alexandre Cavalheiro <alexandre.cavalheiro@huhsp.org.br>, jsilva HSP <jsilva@huhsp.org.br>, Paulo Cammarata <paulo.cammarata@huhsp.org.br>

Boa tarde, após feedback da Coordenação de Suporte e Qualificação, as novas tecnologias para uso vertical na instituição e sem histórico institucional, são passíveis de avaliação das equipes médica e de enfermagem por um período entre 3 e 5 dias por trata-se de grupos multi usuários. O feedback da equipe clínica, resulta de forma compartilhada com os testes metrológicos na homologação ou desclassificação do produto em análise.

Após estas etapas, submetemos o parecer à equipe de compras da instituição.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Amaro Oliveira** | Coordenador de Incorporação**Gerência de Engenharia Clínica**

Tel.: (11) 5576-4412 - VoIP: 17174

E-mail: oliveira.amaro@huhsp.org.br

Visite nosso site:





Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>

SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA EVENTUAL HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTO

Alexandre dos Santos Cavalheiro Junior <alexandre.cavalheiro@huhsp.org.br>

28 de julho de 2020 14:41

Para: Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>

Cc: "Eng. Orlando" <orlando.junior@huhsp.org.br>, "oliveira. HSP amaro" <oliveira.amaro@huhsp.org.br>, jsilva HSP <jsilva@huhsp.org.br>, Paulo Cammarata <paulo.cammarata@huhsp.org.br>

Vitor Boa Tarde!!!

Levando em consideração o escopo de testes e o todo o processo interno de entrada de equipamentos no Laboratório de Calibração, o Depto de Calibração necessitaria de pelo menos 3 a 4 dias, isso a depender dos testes de bateria para concluir a análise.

Att,

Alexandre

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**HOSPITAL SÃO PAULO****Alexandre Cavalheiro** | Supervisor da Divisão de Calibração
Gerência de Engenharia Clínica

Tel.: (11) 5576-4412

Voip - 5576-4848 Ramal - 17187

E-mail: alexandre.cavalheiro@huhsp.org.br

Visite nosso site:



Hospital São Paulo - UNIFESP